

# KÜHLER

## C 900



### Technische Merkmale

- Geringer Energieverbrauch
- Lüftungsschlitze an der Frontseite ermöglichen die Platzierung mehrerer Geräte nebeneinander
- Sichere Bedienung durch spritzwassergeschützte Folientastatur und LED Temperaturanzeige
- Füllstandsanzeige für eine einfache Befüllung

### Technische Daten

Arbeitstemperaturbereich [°C]	-10 bis +40
Temperaturkonstanz [°C]	± 0,5
Temperaturregelung	PID Temperaturregelung
Einstell-/Anzeigenauflösung [°C]	0,1
Temperaturanzeige	LED
Kälteleistung (Medium: Wasser/Glykol (50:50) Gemisch)	
20 °C	0,25 kW
10 °C	0,22 kW
5 °C	0,21 kW
0 °C	0,18 kW
-5 °C	0,09 kW
Pumpleistung Förderstrom [l/min]	15
Pumpleistung Förderdruck [bar]	0,35

Pumpenanschlussgewinde	M10x1
Schlauchanschluss [mm]	ID 8/10
Füllvolumen [Liter]	1,7 - 2,6
Kältemittel	R134a
Zulässige Umgebungstemperatur [°C]	+5 bis +40
Abmessungen B x H x T [mm]	235 x 520 x 400
Gewicht [kg]	27
Lieferumfang	2 Schlaucholiven passend für Schlauch ID 8/10
Kühlung Kältemaschine	Luft
Stromaufnahme [A]	3,0
Lieferbare Spannungsvarianten	230 V/50 Hz

### Kombinationsmöglichkeiten

